



Solana[®] RSV + hMPV Control Set

Positive and Negative

QUIDEL



UTILISATION PRÉVUE

Le kit de témoins RSV + hMPV Solana est conçu pour être utilisé comme témoins de l'intégralité du processus dans le dosage Solana RSV + hMPV Assay. Ce kit de témoins non dosés pour diagnostic *in vitro* comprend une solution tamponnée de séquences d'ARN protégées synthétiques pour les amorces et sondes cibles de VRS et hMPV. Le contrôle des négatifs est une matrice libre de VRS et hMPV.

MODE D'EMPLOI

Les témoins RSV + hMPV Solana doivent être utilisés au même volume que des échantillons non connus avec le dosage Solana RSV + hMPV Assay.

MATÉRIEL FOURNI

N° de réf. M123

Kit de contrôles (2 flacons) – Conserver entre 2 °C et 8 °C

N°	Composant	Quantité
CONTROL +	Contrôle positif RSV + hMPV Réf. M5131	1 flacon/kit de 1,0 mL par flacon
CONTROL -	Contrôle négatif Réf. M5203	1 flacon/kit de 1,0 ml

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Traiter tous les prélèvements, échantillons et contrôles comme potentiellement infectieux. Se conformer aux précautions universelles lors de la manipulation des échantillons, de ce kit, et de son contenu.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser des micropipettes avec une barrière anti-aérosol ou des embouts à déplacement positif pour toutes les procédures.
- Éviter la contamination microbienne et la contamination croisée des réactifs du kit. Suivre les Bonnes pratiques de laboratoire.
- Les contrôles contiennent 0,09 % d'azide de sodium. Ne pas déverser ces contrôles à l'égout. Éliminer les contenants de manière sûre.
- Le prélèvement, le stockage et le transport adéquats des échantillons sont essentiels à l'obtention des résultats escomptés.¹
- Conserver les réactifs du test comme indiqué sur l'étiquette de chacun d'entre eux.
- Les tests doivent être réalisés dans une pièce suffisamment ventilée.
- Mettre les récipients et leur contenu non utilisé au rebut conformément aux réglementations locales et nationales.
- Porter des vêtements de protection, des gants et un dispositif de protection des yeux/du visage adéquats lors de la manipulation du contenu de ce kit.
- Se laver soigneusement les mains après la manipulation.
- Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et l'élimination des composants de ce kit, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur quidel.com.

STOCKAGE ET MANIPULATION DES RÉACTIFS DU KIT

Conserver le kit entre 2 °C et 8 °C jusqu'à la date d'expiration figurant sur l'étiquette.

CONTRÔLE QUALITÉ

Le kit de témoins Solana RSV + hMPV peut être utilisé pour des tests de contrôle qualité. Il revient à chaque laboratoire d'établir ses propres fréquences de CQ conformément aux lois et réglementations locales, et aux bonnes pratiques de laboratoire standard en vigueur.

LIMITES

- Pour diagnostic *in vitro*.
- Ce contrôle a été étudié selon une méthode de test moléculaire ; il n'est pas destiné à être utilisé avec d'autres méthodes.

ASSISTANCE CLIENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour commander ou obtenir une assistance technique, veuillez contacter un représentant Quidel au +1.800.874.1517 (aux États-Unis) ou au +1.858.552.1100 (en dehors des États-Unis), du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure de l'Est. Les commandes peuvent également être passées par fax au +1.740.592.9820. Pour obtenir de l'aide par e-mail, veuillez écrire à customerservice@quidel.com ou à technicalsupport@quidel.com.

Pour des services en dehors des États-Unis, veuillez contacter votre distributeur local. Pour plus d'informations sur Quidel, nos produits, et nos distributeurs, veuillez consulter notre site Internet quidel.com.

RÉFÉRENCES

1. CLSI MM13-A: Guidance for the Collection, Transport, Preparation and Storage of Specimens for Molecular Methods 25:31, 2005.

REF

M123 – Kit de témoins Solana RSV + hMPV

IVD



EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Allemagne



Quidel Corporation

2005 East State Street, Suite 100
Athens, OH 45701 USA
quidel.com

PIM123000FR00 (07/19)

GLOSSAIRE

REF

Numéro de catalogue



Marquage de conformité CE

EC REP

Représentant autorisé dans
la Communauté Européenne

LOT

Code de lot



Date de péremption



Fabricant



Limite de température



Utilisation prévue



Risques biologiques



Consulter les instructions
électroniques

IVD

Pour une utilisation en diagnostic *In Vitro*

CONT

Contenu / Contient

CONTROL +

Contrôle positif

CONTROL -

Contrôle négatif
