



QUIDEL

Quidel Molecular Influenza A+B Control Set Positive and Negative

Réservé à un diagnostic *in vitro*.

Un glossaire des symbols est disponible sur le site quidel.com/glossary.



UTILISATION PRÉVUE

Le Quidel Molecular Influenza A+B Control Set est conçu pour être utilisé comme témoins de l'intégralité du processus dans les tests moléculaires. Ce kit de témoins non dosés pour diagnostic *in vitro* comprend un mélange de souches inactives hautement purifiées de Influenza A/New Caledonia / 20/99 (H1N1), Influenza B/Florida/04/06 et d'une matrice libre d'ARN.

MODE D'EMPLOI

Le Quidel Molecular Influenza A+B Control Set doit être utilisé au même volume (c-à-d 180 µl) que des échantillons non connus, selon une méthode validée de tests moléculaires. Consulter le tableau ci-dessous pour les volumes suggérés dans des produits moléculaires spécifiques Quidel.

Test moléculaire Quidel	Volume
Lyra® Influenza A+B	180 µl

MATÉRIEL FOURNI

N° de réf. M106

Kit de témoins (3 flacons) – Conserver entre 2 °C et 8 °C

N°	Composant	Quantité
CONTROL +	Témoin positif Influenza A+B Réf. M5029	2 flacons/kit, 1 ml
CONTROL -	Témoin négatif Réf. M5031	1 flacon/kit, 2 ml

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Traiter tous les prélèvements, échantillons et contrôles comme potentiellement infectieux. Se conformer aux précautions universelles lors de la manipulation des échantillons, de ce kit, et de son contenu.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser des micropipettes avec une barrière anti-aérosol ou des embouts à déplacement positif pour toutes les procédures.
- Éviter la contamination microbienne et la contamination croisée des réactifs du kit. Suivre les Bonnes pratiques de laboratoire.
- Les contrôles contiennent 0,09 % d'azide de sodium. Ne pas déverser ces contrôles à l'égout. Éliminer les contenants de manière sûre.
- Le prélèvement, le stockage et le transport adéquats des échantillons sont essentiels à l'obtention des résultats escomptés.¹

- Conserver les réactifs du test comme indiqué sur l'étiquette de chacun d'entre eux.
- Les tests doivent être réalisés dans une pièce suffisamment ventilée.
- Mettre les récipients et leur contenu non utilisé au rebut conformément aux réglementations locales et nationales.
- Porter des vêtements de protection, des gants et un dispositif de protection des yeux/du visage adéquats lors de la manipulation du contenu de ce kit.
- Se laver soigneusement les mains après la manipulation.
- Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et la mise au rebut des composants de ce kit, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site quidel.com.

STOCKAGE ET MANIPULATION DES RÉACTIFS DU KIT

Conserver le kit entre 2 °C et 8 °C jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les témoins inclus dans le Quidel Molecular Influenza A+B Control Set sont des témoins non dosés. Les plages de contrôle peuvent varier en fonction de la méthode d'analyse. Une plage spécifique doit être définie pour chaque méthode d'analyse souhaitée. Il revient à chaque laboratoire d'établir ses propres plages de contrôle qualité et de déterminer la fréquence des CQ conformément aux lois et réglementations locales, et aux bonnes pratiques de laboratoire standard en vigueur.

LIMITES

- Pour diagnostic *in vitro*.
- Ce contrôle a été étudié selon une méthode de test moléculaire ; il n'est pas destiné à être utilisé avec d'autres méthodes.

ASSISTANCE

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter l'assistance technique de Quidel au +1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou à l'adresse technicalsupport@quidel.com. Hors des États-Unis, veuillez vous adresser à votre distributeur ou directement à Quidel, dont les numéros de téléphone sont indiqués ci-après. Rendez-vous sur quidel.com pour obtenir d'autres possibilités d'assistance.

Pays	Numéro de téléphone	Adresse e-mail
Europe, Moyen Orient et Afrique	+353 (91) 412 474 (principal) 0 1800 200441 (gratuit)	emeatechnicalsupport@quidel.com
Autriche	+43 316 231239	
France	0 (805) 371674	
Allemagne	+49 (0) 7154 1593912	
Pays-Bas	0 800 0224198	
Suisse	0 800 554864	
Royaume-Uni	0 800 3688248	
Italie	+39 (800) 620 549	
Amérique du Nord, Asie Pacifique et Amérique latine	858 552-1100	technicalsupport@quidel.com
Canada	437 266-1704 (principal) 888 415-8764 (gratuit)	technicalsupport@quidel.com
Chine	0400 920 9366 ou +86 021 3217 8300	chinatechnicalservice@quidel.com

RÉFÉRENCES

1. CLSI MM13-A: Guidance for the Collection, Transport, Preparation and Storage of Specimens for Molecular Methods 25:31, 2005.

REF

M106 – Quidel Molecular Influenza A+B Control Set

IVD



EC REP

MDSS GmBH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Allemagne



Quidel Corporation

2005 East State Street, Suite 100
Athens, OH 45701 USA
quidel.com

PIM106004FR00 (11/19)

GLOSSAIRE

REF

Numéro de catalogue



Marquage de conformité CE

EC REP

Représentant autorisé dans
la Communauté Européenne

LOT

Code de lot



Date de péremption



Fabricant



Limite de température



Utilisation prévue



Risques biologiques



Consulter les instructions
électroniques

IVD

Pour une utilisation en diagnostic *In Vitro*

CONT

Contenu / Contient

CONTROL +

Contrôle positif

CONTROL -

Contrôle négatif
