




### Procedimento com Swab Nasal/Nasofaríngeo



### Procedimento com Lavagem/Aspiração Nasal



**\* Olhe com atenção! Este é um resultado positivo.**  
Mesmo se você ver uma Linha de Teste muito fraca e rosa, e uma Linha de Controle azul, você deve reportar os resultados como **POSITIVOS**. A linha de teste positiva geralmente é muito proeminente, mas a intensidade da linha de teste pode variar.



A = Linha de Teste da Influenza A

C = Linha de Controle

B = Linha de Teste da Influenza B



Consulte as Instruções de Utilização



Quidel Corporation  
San Diego, CA 92121 USA  
quidel.com

1072004BP00 (12/14)