



Sofia^{®2}

QUIDEL[®]

Resultados precisos, objetivos y automáticos en los que puede confiar.

- Preciso:** Excelente sensibilidad y especificidad en comparación con métodos moleculares y de cultivos virales.
- Objetivo:** Tecnología de fluorescencia que garantiza un resultado objetivo sin posibilidad de interpretaciones subjetivas.
- Sencillo:** Procesos simples con la presión de tan solo un botón y ~1 minuto de tiempo de procesamiento.
- Rápido:** Resultados en 3 - 15 minutos (según el análisis).
- Conveniente:** Por el reducido tamaño de los instrumentos y el almacenamiento a temperatura ambiente de los kits, el sistema es ideal para cualquier consultorio o laboratorio.
- Eficiente:** Almacenamiento automático de los resultados de los pacientes. Los resultados no caducan jamás. Vea los resultados desde su computadora usando Virena.



El modo **WALK AWAY** posibilita que el casete de prueba se incube dentro de Sofia 2 e informa un resultado automáticamente al finalizar.

El modo **READ NOW** permite incubar múltiples casetes de prueba en la mesa de laboratorio y analizarlos con rapidez uno por uno en Sofia 2.

Opción sin concesión.



Lyme FIA



Influenza A+B FIA



RSV FIA




Strep A+ FIA



Lyme FIA*

- Pantalla táctil e interfaz gráfica de usuario
- Escáner de código de barras integrado para captar la información del usuario y del paciente.
- Impresora externa optativa.
- Exporta resultados y datos a medios externos.
- Capacidad de integración LIS a través de Ethernet.
- 2 puertos USB.



*Complejidad moderada de CLIA

Analítica de datos para lograr mejores diagnósticos

Virena ofrece la plataforma para comunicar la detección temprana del inicio de las enfermedades y su evolución en su comunidad. Con Virena, puede observar, hacer el seguimiento, informar y responder con rapidez a enfermedades infecciosas emergentes que se presenten en su zona, mejorando la concientización de la comunidad y la prevención de enfermedades infecciosas y, en definitiva, mejorando la salud de la comunidad.

Virena®

¿Qué está sucediendo?

Ya sea que se trate del mapeo de enfermedades para determinar la prevalencia local y las tendencias de las enfermedades, de la automatización e incorporación de control de calidad descentralizado, del reajuste del personal o el inventario según las exigencias en tiempo real o de la verificación cruzada de volúmenes de prueba en comparación con la facturación, Virena le ofrece la capacidad de analítica de datos para ayudarle a aprovechar al máximo su inversión en el punto de atención.

